

Lep do szklarni żółty Bros (10 sztuk) x 2 opakowania



Cena: 34,39 PLN

Opis słownikowy

Czas wysyłki 2 dni robocze

Ilość w opakowaniu zbiorczym 20 sztuk

Producent Bros

Opis produktu

Lep do szklarni żółty Bros (10 sztuk) x 2 opakowania



Lep do szklarni ?ó?ty Bros (10 sztuk) x 2 opakowania

Pu?apka klejowa do monitorowania obecno?ci szkodników ?eruj?cych na ro?linach uprawianych pod os?onami (szklarnie, tunele foliowe itp.) oraz drzew owocowych.

?ó?ty kolor tabliczek przyci?ga owady ?eruj?ce na ro?linach. Zwabione owady przyklejaj? si? do pu?apki i w ten sposób zostaj? unieruchomione, co pozwala zaobserwowa? moment ich pojawienia si? oraz liczebno??.

Preparat nie zawiera chemicznych ?rodków owadobójczych, nie jest ?rodkiem ochrony ro?lin.

Sposób użycia

- **Oderwać pojedynczy lep** i z obu stron zerwać z niego papier ochronny.
- **Lep zawiesić za pomocą drucika.**
- **W szklarniach zawieszać lepy** **bezporecznie** nad roślinami, 1-2 lepy na metr kwadratowy.
- **Na drzewach owocowych lepy** zawieszać na gałęziach równomiernie na całym drzewie.
- **Lep wymienić po zapełnieniu owadami.**





Uwaga! Kupując na tej aukcji otrzymasz 2 opakowania produktu. Razem 20 lepów + 20 drucików

