

Proszek piorąco-dezynfekujący Clovin II Septon Professional 5,175 kg

Cena: 91,42 PLN



Opis słownikowy

Czas wysyłki 2 dni robocze

Producent Clovin

Opis produktu

Proszek piorąco-dezynfekujący Clovin II Septon Professional 5,175 kg

- Działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze potwierdzone badaniami i wieloletnią praktyką.
- Dezynfekuje z jednoczesnym praniem w temperaturze 65°C.
- Skutecznie wybiela i usuwa plamy, nie niszczy tkaniny.
- Nie zawiera fosforanów i chloru.
- Dezynfekcja i wybielanie aktywnym tlenem.
- Wydajność opakowania: 45 pra?

SEPTON Clovin **II**
PROFESSIONAL



Clovin II Septon to jedyny w Polsce proszek przeznaczony do pełnej dezynfekcji tkanin także w domowej pralce!

Clovin II Septon to dezynfekujący, pozbawiony fosforanów proszek łatwy w domowym użyciu.

W temperaturze 65°C i w czasie co najmniej 20 minut (lub 60°C w większej dawce i co najmniej 25 minut) Clovin II Septon pozwala na pełną dezynfekcję. Ma działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze.

- **Produkt hipoalergiczny**
- **Produkt antybakteryjny**
- **Produkt profesjonalny**
- **Produkt grzybobójczy**
- **Zwalcza wirusy**

Szczególnie polecany podczas leczenia chorób skórnych oraz dla rodziców małych dzieci i właścicieli zwierząt.

Stworzony z myślą o Tobie i Twojej rodzinie, dopuszczony do stosowania w dezynfekcji ubrań, pościeli i pieluszek dzieci już od 1 miesiąca życia. Jest również stosowany w pralniach hoteli, ośrodków spa, szpitali, innych

miejskach, gdzie ważna jest absolutna czystość, bez bakterii, wirusów i grzybów. Proszek do dezynfekcji prania Clovin II Septon przeznaczony jest zarówno do prania tkanin białych, jak i trwale barwionych, wykonanych z bawełny oraz mieszanek z włóknami syntetycznymi. Do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny w czasie prania. Skutecznie wybiela i usuwa plamy oraz dezynfekuje nawet w domowej pralce!

Uznanie profesjonalistów

Clovin II Septon, wytwarzany i sprzedawany w branży pralnictwa przemysłowego od 2000 roku, jest obecnie stosowany w ponad 200 profesjonalnych pralniach oraz w tysiącach prywatnych domów. Ten proszek do dezynfekcji prania produkowany jest w zgodzie z normami ISO 9001 i ISO 14000. Clovin II Septon posiada certyfikat CE i jest wyrobem medycznym.

Stosowanie:

Jedna porcja proszku (115 g) wystarczy na jedno pranie z dezynfekcją w wodzie o średniej twardości, bielizny o średnim stopniu zabrudzenia.

Woda miękka <7 dh - 105 g woda twarda >14 dH - 124 g.

Atesty, opinie i pozwolenia:

Atest Państwowego Zakładu Higieny.

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5455/13 z dnia 05.08.2013

Opinia Zakładu Zwalczania Skażeń Biologicznych PZH w Warszawie Nr HB/358/03 i Nr HB/111/0.

Opinie u?ytkowe pralni szpitalnych.

Produktów biobójczych nale?y u?ywa? z zachowaniem ?rodków ostro?no?ci. Przed ka?dym u?yciem nale?y przeczyta? etykiet? i informacje dotycz?ce produktu. W?a?ciwo?ci dezynfekuj?ce Clovin II Septon w zale?no?ci od temperatury przy praniu w pralce automatycznej o pojemno?ci 4,5 kg:

- Bakterie:
- Enterococcus Faecium ATCC 6057 60°C 25 minut 167,5 g 65°C 20 minut 115 g
- Staphylococcus aureus NTCT 4163 60°C 25 minut 167,5 g 65°C 20 minut 115 g
- Bakterie New Delhi - antybiotykooporne 65°C 20 minut 115 g
- Grzyby Candida albicans ATCC 10231 40°C 20 minut 115 g
- Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533 40°C 20 minut 115 g
- Wirusy 60°C 20 minut 115 g
- Pr?tki 60°C 25 minut 167,5 g 65°C 20 minut 115 g



Galeria

Preparat dezynfekujący i piórący do bielizny szpitalnej - operacyjnej w procesie prania wyrobów włókienniczych

Clovin II Septon

PROFESSIONAL

Do chemiczno termicznej dezynfekcji bielizny szpitalnej - operacyjnej w procesie prania wyrobów włókienniczych nieznacznie zanieczyszczonej krwią
Do tkanin bawełnianych i mieszanych z włóknem syntetycznym
Skutecznie wybiela i usuwa plamy
Nadaje się do wszystkich typów pralni
Przystosowany do dozowania przez mechaniczne systemy dozujące

Waga netto: 15 kg

**CLOVIN S.A. ul. Czarnieckiego 15, 69-200 Czarnków, tel. 91 779 90 98
 e-mail: clovin@clovin.com.pl, http://www.clovin.com.pl**